

# Sonderaktion - Agilent Technologies

LC-Säulen und InfinityLab Fittings jetzt mit **30% Rabatt**



## LC Säulen, Agilent Technologies



Agilent LC-Säulen liefern gleichbleibend hohen Durchsatz und Daten von bester Qualität, so dass Ihr Labor mit höchster Effizienz arbeitet. Die LC Säulen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Exzellente Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Eine Partikelfamilie mit skalierbarer Größe, egal ob Zorbax oder Poroshell
- Einfache Methodenentwicklung
- Lange Lebensdauer der Säule
- Ausgezeichnete Peakform

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Aktionscode „**WMCOLUMN24**“ an


Preisangaben in Euro. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich zzgl. € 4,95 Versandkostenpauschale.  
Dieses Angebot schließt andere Sonderkonditionen aus.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Die Aktion ist nur gültig, wenn bei der Bestellung der Aktionscode angegeben wird.

### Erhebliche Kostensenkungen mit InfinityLab Quick Connect Fittings

- ⇒ Bis zu 200 Anwendungen im Vergleich zu nur 3 bei herkömmlichen Fittings
- ⇒ Kein Werkzeug erforderlich
- ⇒ Zeitersparnis beim Verbinden der Fittings
- ⇒ Weniger Säulenbeschädigungen
- ⇒ Zuverlässige Chromatographie



Beschreibung	Dimensionen der beinhalteten Kapillare	Bestell-Nr.	Menge pro VE	Preis EUR	Aktionspreis EUR
InfinityLab <b>Quick Connect-Einheiten</b> aus Edelstahl (schwarz)	0,075 x 105 mm 0,075 x 150 mm 0,075 x 220 mm 0,075 x 280 mm	5067-5961 5067-6163 5067-6164 5067-6165	1	381,00	<b>265,30</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Einheiten</b> aus Edelstahl (rot)	0,12 x 105 mm 0,12 x 150 mm 0,12 x 220 mm 0,12 x 280 mm	5067-5957 5067-5958 5067-5959 5067-5960	1	379,00	<b>265,30</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Einheiten</b> aus Edelstahl (grün)	0,17 x 105 mm 0,17 x 150 mm 0,17 x 220 mm 0,17 x 280 mm	5067-6166 5067-6167 5067-6168 5067-6169	1	381,00	<b>265,30</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl (schwarz)	0,075 x 105 mm 0,075 x 150 mm 0,075 x 220 mm 0,075 x 250 mm 0,075 x 280 mm	5500-1174 5500-1175 5500-1176 5500-1177 5500-1178	1	76,00	<b>53,20</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl (rot)	0,12 x 105 mm 0,12 x 150 mm 0,12 x 220 mm 0,12 x 280 mm 0,12 x 400 mm 0,12 x 500 mm	5500-1173 5500-1172 5500-1171 5500-1170 5500-1179 5500-1180	1	76,00	<b>53,20</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl (grün)	0,17 x 105 mm 0,17 x 150 mm 0,17 x 220 mm 0,17 x 280 mm 0,17 x 500 mm	5500-1181 5500-1182 5500-1183 5500-1230 5500-1231	1	76,00	<b>53,20</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl mit Innengewinde	0,25 x 105 mm 0,25 x 150 mm 0,25 x 400 mm	5500-1258 5500-1259 5500-1260	1	76,00	<b>53,20</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl mit M4 Gewinde	0,17 x 150 mm 0,12 x 150 mm	5500-1291 5500-1289	1	76,00	<b>53,20</b>
InfinityLab <b>Quick Connect-Kapillaren</b> aus Edelstahl mit M4 Gewinde	0,12 x 340 mm	5500-1416	1	69,00	<b>48,30</b>

Hinweis: Die InfinityLab Quick Connect Fittings können nur mit den in dieser Tabelle aufgeführten InfinityLab Kapillaren ausgerüstet werden. Die InfinityLab Kapillare ist mit einer Feder und einer Halterung versehen.

Und wenn es eng wird? Versuchen Sie es mit einem InfinityLab Quick Turn Fitting

Bei Geräteanschlüssen, die für Quick Connect Fittings zu eng sind, können Sie sich auf Agilent InfinityLab Quick Turn Fittings verlassen. Wie unsere Quick Connect Fittings sind sie mit einem patentierten Federmechanismus ausgestattet, der für null Totvolumen und eine sichere Verbindung sorgt.



Beschreibung	Dimensionen der Kapillare	Bestell-Nr.	Menge pro VE	Preis EUR	Aktionspreis EUR
InfinityLab <b>Quick Turn Fitting</b> ohne Kapillare (langer Sockel)		5067-5966	1	451,00	<b>105,70</b>
Kapillare für <b>Quick Turn Fitting</b> mit langem Sockel (schwarz)	0,075 x 105 mm 0,075 x 150 mm	5500-1198 5500-1232	1	53,00	<b>37,10</b>
Kapillare für <b>Quick Turn Fitting</b> mit langem Sockel (rot)	0,12 x 105 mm 0,12 x 150 mm 0,12 x 180 mm 0,12 x 200 mm 0,12 x 280 mm 0,12 x 500 mm	5500-1188 5500-1189 5500-1233 5500-1190 5500-1191 5500-1192	1	53,00	<b>37,10</b>
Kapillare für <b>Quick Turn Fitting</b> mit langem Sockel (grün)	0,17 x 105 mm 0,17 x 150 mm 0,17 x 180 mm 0,17 x 200 mm 0,17 x 280 mm 0,17 x 380 mm 0,17 x 400 mm 0,17 x 500 mm 0,17 x 700 mm	5500-1193 5500-1194 5500-1234 5500-1195 5500-1196 5500-1235 5500-1236 5500-1197 5500-1137	1	53,00	<b>37,10</b>
Kapillare für <b>Quick Turn Fitting</b> mit langem Sockel (blau)	0,25 x 105 mm 0,25 x 150 mm 0,25 x 400 mm	5500-1261 5500-1262 5500-1263	1	53,00	<b>37,10</b>
Kapillare für <b>Quick Turn Fitting</b> mit langem Sockel (M4 Gewinde)	0,12 x 130 mm 0,12 x 150 mm 0,17 x 150 mm	5500-1200 5500-1288 5500-1290	1	69,00	<b>48,30</b>

Hinweis: Mit InfinityLab Quick Turn Fittings müssen die in dieser Tabelle aufgeführten Kapillaren verwendet werden.

**!!! Weitere Sonderkapillaren können jederzeit gerne auch angefragt werden !!!**

Preisangaben in Euro. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich zzgl. € 4,95 Versandkostenpauschale.

Dieses Angebot schließt andere Sonderkonditionen aus.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Die Aktion ist nur gültig, wenn bei der Bestellung der Aktionscode angegeben wird.

## HERSTELLER UND PRODUKTE DER ANALYSENTECHNIK



**Agilent**

Authorized  
Distributor

- J&W-GC-Säulen
- Chrompack-GC-Säulen
- Zorbax-(U)HPLC-Säulen
- SEC- und IEX-Säulen
- Probenvorbereitung (Bond Elut, Captiva, Chem Elut)
- Gerätezubehör für Chromatographie
- Spektroskopie und CE
- Chromatographiezubehör
- Standards und Reagenzien (inklusive Ultra Scientific)
- NEU: Prozyme und Polymer Standard Services PSS

**RESTEK**

- GC- und HPLC-Säulen
- Chromatographiezubehör
- Geräteersatzteile

**MN**  
MACHEREY-NAGEL

- GC- und HPLC-Säulen
- Chromatographiezubehör
- Probenvorbereitung

Waters  
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

- HPLC-Säulen
- HPLC-Zubehör

**MERCK**

- HPLC-Säulen

**IDEX**

- Bauteile und Präzisionskomponenten für Flüssigkeiten (Rheodyne, Upchurch Scientific)
- Fittings und Ventile

**b.safe**

- Sicherheitsverschlüsse für Eluenten und Waste-Seite
- Laboreinbausysteme

**VICI**

- Ventile
- Chromatographiezubehör
- Fittings

**CHROMA GLOBE**

- Vials
- Kappen
- Septen

**VDS optilab**  
Chromatographie  
Technik GmbH

- LC-Säulen
- LC-Hardware

**TRAJAN**

- Mikroliterspritzen
- GC-Säulen
- GC-Zubehör

**S.C.A.T.**

- Sicherheitsverschlüsse für Eluenten und Waste-Seite
- Laboreinbausysteme

**thermo scientific**

- GC- und HPLC-Säulen
- Chromatographiezubehör
- NEU: SureSTART

**YMC**  
EUROPE GMBH

- HPLC-Säulen
- Probenvorbereitung

**HAMILTON**

- Mikroliterspritzen für GC und HPLC
- Ventile

**Shodex™**  
HPLC Columns  
by **RESONAC**

- LC-Säulen

**La-Pha-Pack®**

- Vials
- Kappen
- Septen
- Spritzenvorsatzfilter

Gasgeneratoren – sprechen Sie uns an, wir haben zahlreiche namhafte Hersteller von Gasgeneratoren im Sortiment (z. B. LNI Swissgas, Peak Scientific, Parker, CMC usw.).

### Nutzen Sie unsere Applikationsberatung – fordern Sie uns!

Wir suchen für Sie kostenlos und unverbindlich nach Lösungen für Ihr Trennproblem. Wollen Sie eine neue Säule testen? Wenden Sie sich an uns! Beratung und Unterlagen zu den o. a. Produkten erhalten Sie bei uns; unser Portfolio geht noch weit darüber hinaus!

Wagner & Munz GmbH  
In der Rosenau 4 · D-81829 München  
Tel. +49 / 89 / 45 10 23-0  
Fax +49 / 89 / 45 10 23-33

Wagner & Munz GmbH  
Mariahilfer Straße 123/3 · A-1060 Wien  
Tel. +43 / 1 / 59 99 94-80  
Fax +43 / 1 / 59 99 94-89

Wagner & Munz AG  
Gallusstrasse 20 · CH-9500 Wil  
Tel. +41 / 71 / 914 30 30  
Fax +41 / 71 / 914 30 39