


UV-Küvette, mikro

759200, 759210, 759215


 PRODUKT-
INFORMATION


Abmessungen in mm


Füllvolumen min.	70 µl
Füllvolumen max.	850 µl
Schichtdicke	10 mm
Zentrumshöhe	8,5 mm
Material	UV-Polymer

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

UV-Küvette, mikro

759220, 759230, 759235

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	70 µl
Füllvolumen max.	550 µl
Schichtdicke	10 mm
Zentrumshöhe	15 mm
Material	UV-Polymer

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.