


# Küvette, makro

## 759105

PRODUKT-  
INFORMATION




Abmessungen in mm

<b>Füllvolumen min.</b>	2,5 ml
<b>Schichtdicke</b>	10 mm
<b>Material</b>	PMMA

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

# Küvette, halbmikro

## 759115


 PRODUKT-  
INFORMATION


Abmessungen in mm

<b>Füllvolumen min.</b>	1,5 ml
<b>Schichtdicke</b>	10 mm
<b>Material</b>	PMMA

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.