


Makro-Küvette, 4 optische Fenster

759030, 759035

PRODUKT-
INFORMATION




Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	2,5 ml
Füllvolumen max.	4,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	PS

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

UV-Küvette, 4 optische Fenster 759125, 759128

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	2,5 ml
Füllvolumen max.	4,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	UV-Polymer

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.