


## BR 10 Kreuz-Blattrührer

Artikelnummer: 509-10000-00



Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der BR 10 Kreuz-Blattrührer bestens für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 100 mm
- idealer Bodenabstand: 5 mm
- ideale Füllhöhe: 100 mm
- ideales Volumen: 800 ml

Der BR 10 Kreuz-Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

## BR 10 Kreuz-Blattrührer - Technische Daten

Blattabmessung	50 x 12 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min