

## BR 11 Blattrührer

Artikelnummer: 509-11000-00



Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der BR 11 Blattrührer bestens für Lösungen, Emulsionen und Suspensionen in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 100 mm
- idealer Bodenabstand: 5 mm
- ideale Füllhöhe: 100 mm
- ideales Volumen: 800 ml

Der BR 11 Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

## BR 11 Blattrührer - Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Blattabmessung           | 50 x 12 mm    |
| Material                 | Edelstahl V4A |
| Länge                    | 400 mm        |
| Rührwellendurchmesser    | 8 mm          |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 2.000 rpm     |