

BR 12 Blattrührer (kippbare Rührflügel)

Artikelnummer: 509-12000-00



Insbesondere bei der Nutzung von enghalsigen Gefäßen, z.B. Rundkolben, kommt ein Rührorgan mit kippbaren Rührflügeln zum Einsatz. So wie mit unserem BR 12 Blattrührer.

Dieser Blattrührer eignet sich bestens fürs Lösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 120 mm
- idealer Bodenabstand: 6 mm
- ideale Füllhöhe: 120 mm
- ideales Volumen: 1.400 ml

Der BR 12 Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

BR 12 Blattrührer (kippbare Rührflügel) - Technische Daten

Blattabmessung	60 x 15 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min