

BR 13 Blattrührer

Artikelnummer: 509-13000-00



Aufgrund seiner Rührblattabmessung eignet sich der BR 13 Blattrührer bestens fürs Lösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 140 mm
- idealer Bodenabstand: 7 mm
- ideale Füllhöhe: 140 mm
- ideales Volumen: 2.200 ml

Der BR 13 Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 450 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

BR 13 Blattrührer - Technische Daten

Blattabmessung	70 x 70 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	450 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	800 U/min