

## Hei-FLOW Core 600

Artikelnummer: 523-50060-00



Diese Pumpe der Hei-FLOW Core Reihe eignet sich besonders, wenn hohe Volumina unkompliziert transportiert werden müssen. Dafür kann eine Flussrate von 4,0 – 4.151 ml/min eingestellt werden. Dieses Modell ist für den Gebrauch von Einkanalpumpenköpfen ausgelegt.

Selbst bei einem Lastwechsel wird die Drehzahl von 50 – 600 U/min bei einer Regelgenauigkeit von  $\pm 5\%$  konstant gehalten. Das einfache Umschalten auf die umgekehrte Drehrichtung ist möglich.

## Hei-FLOW Core 600 - Technische Daten

Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	7,1 kg
Schutzart IEC 60529	IP 55
Anschlussleistung	100 W
Abmessungen (B/T/H)	166 x 256 x 225 mm
Fördermengen Einkanalpumpen	4,0 – 4.151 ml/min
Fördermengen Mehrkanalpumpen	-
Fördermengengenauigkeit (Wasser ohne Gegendruck)	±5 %
Drehzahlbereiche	50 - 600 U/min
Drehzahleinstellung	Skala
Elektronische Drehzahlregelung	Digital
Regelgenauigkeit Motor	±2 %
Drehrichtung umschaltbar	rechts / links
Motorleistung	100 W
Analoge Schnittstelle	-
Digitale Schnittstelle	-
Fördermengenanzeige	-
Volumendosierung	-
Intervalldosierung	-
Sanftanlauf	-
Elektronische Bremse	-
Anschluss für Fußschalter	-
Dauerbetrieb (24/7)	ja
Sicherheitsmerkmal	Überhitzungsschutz