

PharMed® - SWS: 2,5 | ID: 4,8 | AD: 9,8 (Meterware)

Artikelnummer: 525-25000-00



Für den Ein- und Mehrkanalpumpenbetrieb geeignet (nicht geeignet für die Verwendung mit Cassette small)

- Anwendung: Ideal für Medizin, Labor und Forschung
- Eigenschaften:
  - Hohe Dauerbiegewechselfestigkeit
  - Nicht toxisch, biologisch verträglich
  - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
  - Für Säuren und Laugen gut geeignet
- Material: Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern, undurchsichtig beige
- Entspricht den Normen: USP Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- Temperaturbereich: -51 bis +135 °C
- Sterilisation: Autoklavierbar oder mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar
- Einschränkung: Loslösen von Zusätzen möglich

Anwendung bei:

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmittel:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	ausgezeichnet
Viskosen Medien:	gut
Sterile Medien:	ausgezeichnet

## PharMed® - SWS: 2,5 | ID: 4,8 | AD: 9,8 (Meterware) - Technische Daten

Durchmesser innen	4,8 mm
Durchmesser außen	9,8 mm
Schlauchwandstärke (SWS)	2,5 mm
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	0,8 / 1,8 bar
Ansaughöhe	8,8 mH <sub>2</sub> O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1.527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1.580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2.390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2.426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 12 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 4 - Cassette small (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette medium (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Value 01 - Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)	nicht geeignet
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	nicht geeignet

Pumpenkopf C 8 - Cassette medium  
(min/max)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pumpenkopf C 8 - Cassette large (min/max)

nicht geeignet

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf

Tygon® (Standard) Schläuche und das  
Medium Wasser