

## Reax 2

Artikelnummer: 541-21001-00



Der Kompakte für kleine Volumina

Der Reax 2 mit dem optionalen Adapter für Reagenzgläser ist zum gleichzeitigen Mischen von bis zu 20 Gefäßen mit Durchmessern von 10–18 mm ausgelegt. Dies entspricht dem Umfang von klassischen Reagenzgläsern oder 15-ml-Falcon-Tubes. Alternativ können Sie Ihr komplettes Rack in den Universaladapter (Breite: 230 mm, Höhe min./max.: 45 mm/160 mm) des Überkopfschüttlers einspannen.

Mit einem soliden Metallrahmen versehen, steht seine Konstruktion für äußerste Belastbar- und Zuverlässigkeit. Sie garantiert Sicherheit auch bei unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb.

## Reax 2 - Technische Daten

Überhitzungsschutz	selbstzurücksetzend
Zulässige Umgebungsbedingungen	5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit 32 – 40 °C linear abnehmend bis max 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Gewicht	5,2 kg
Schutzart IEC 60529	IP 21
Timer	-
Drehzahlbereich	20 - 100 U/min
Aufnahmeleistung	27 W
Abmessungen (B/T/H)	510 x 180 x 235 mm
Max. Belastung	1 kg
Betriebsart	-
Drehzahleinstellung	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg	-
Nutzfläche	-
Standardausstattung	-
Neigungswinkel	-
Bewegungsart	überkopf