

## Hei-VAC Vario Control

Artikelnummer: 591-00141-00



Geeignet für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

Selbst bei geöffnetem Gasballastventil wird beim Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dämpfen ein sehr gutes Endvakuum erreicht. Ein Verdampfen bei Hochsiedern wie DMF oder DMSO bei niedrigen Temperaturen wird so ermöglicht.

Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Rotavac Vario Control - Technische Daten

Gewicht	5,4 kg
Membranpumpe	Dreistufig
Saugleistung	1,7 m <sup>3</sup> /h
Minimaler Enddruck	2 mbar
Kombinierbar mit Kondensatkühler	Ja
Aufnahmeleistung	160 W
Abmessungen ohne Kondensatkühler (B/T/H)	167 x 236 x 196 mm