

Hei-VAC Valve Tec

Artikelnummer: 591-00160-00



- Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich
- Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder über den manuellen Vakuumregler erfolgen
- Ein Vakuumventil ist notwendig, wenn Sie diese Vakuumpumpe mit den Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfern kombinieren möchten

Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hei-VAC Valve Tec - Technische Daten

Gewicht	6,5 kg
Membranpumpe	Zweistufig
Saugleistung	0,75 m ³ /h
Minimaler Enddruck	12 mbar
Kombinierbar mit Kondensatkühler	Ja
Aufnahmeleistung	80 W
Abmessungen ohne Kondensatkühler (B/T/H)	145 x 338 x 185 mm