

Hei-VAC Vario Tec

Artikelnummer: 591-00171-00



Geeignet für Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

- Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich

Ein Kondensatkühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hei-VAC Vario Tec - Technische Daten

Gewicht	4,3 kg
Membranpumpe	Zweistufig
Saugleistung	1 m ³ /h
Minimaler Enddruck	12 mbar
Kombinierbar mit Kondensatkühler	Ja
Aufnahmeleistung	160 W
Abmessungen ohne Kondensatkühler (B/T/H)	156 x 236 x 196 mm