

BR 14 Blattrührer (klappbare Rührflügel)

Artikelnummer: 509-14000-00



Insbesondere bei der Nutzung von enghalsigen Gefäßen, z.B. Rundkolben, kommt ein Rührorgan mit klappbaren Rührflügeln zum Einsatz. So wie mit unserem BR 14 Blattrührer.

Dieser Blattrührer eignet sich bestens fürs Lösen und Homogenisieren in Gefäßen mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 180 mm
- idealer Bodenabstand: 9 mm
- ideale Füllhöhe: 180 mm
- ideales Volumen: 4.600 ml

Der BR 14 Blattrührer hat eine Gesamtlänge von 400 mm und besteht aus Edelstahl. Seine Rührwelle hat einen Durchmesser von 8 mm.

BR 14 Blattrührer (klappbare Rührflügel) - Technische Daten

Blattabmessung	90 x 10 mm
Material	Edelstahl V4A
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	800 U/min