

S.C.A.T. Europe Übersicht

Kanistersortiment



DAS System für Lösungsmittelsicherheit



Produktgruppe 1: Elektrisch ableitfähige Kanister

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| A | S 50 | 5 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | Bauform als Platzsparkanister | 65 x 335 x 335 | 108 317 |
| B | S 50 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-X Zulassung mit Sichtstreifen | 190 x 315 x 230 | 108 421 |
| C | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-Y Zulassung | 185 x 265 x 290 | 107 953 |
| D | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit rotem Streifen | 185 x 265 x 290 | 108 216 |
| E | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit grünem Streifen | 185 x 265 x 290 | 108 217 |
| F | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit gelbem Streifen | 185 x 265 x 290 | 108 215 |
| G | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit blauem Streifen | 185 x 265 x 290 | 108 214 |
| H | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit Schwimmer | 185 x 265 x 290 | 108 042 |
| I | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit Halterung für Sensor 108 178 | 185 x 265 x 290 | 108 042-S1 |
| J | S 60 / 61 | 20 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-Y Zulassung | 185 x 500 x 290 | 108 027 |
| K | S 60 / 61 | 20 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit Schwimmer | 185 x 500 x 290 | 108 043 |
| L | S 60 / 61 | 30 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-Y Zulassung | 240 x 455 x 364 | 108 192 |
| M | S 60 / 61 | 30 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit Schwimmer | 240 x 455 x 364 | 109 193 |
| N | S 70 / 71 | 60 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-Y Zulassung | 330 x 625 x 396 | 107 940 |
| O | S 70 / 71 | 60 Liter | PE-HD-el | schwarz | Nein | mit Schwimmer | 330 x 690 x 395 | 107 740 |
| P | S 90 | 10 Liter | PE-HD-el | schwarz | Ja | UN-Y Zulassung; mit Sichtstreifen | 195 x 380 x 195 | 108 420 |

S.C.A.T. Europe Übersicht

Kanistersortiment



**DAS System für
Lösungsmittelsicherheit**



Produktgruppe 2: Nicht elektrisch ableitfähige Kanister

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|-------------------|-----------|----------|-------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| A | GL 45 | 2,5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 115 x 210 x 150 | 107 950 |
| B | GL 45 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 150 x 250 x 195 | 107 951 |
| C | GL 45 | 10 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 190 x 305 x 230 | 107 952 |
| D | S 51 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung | 145 x 250 x 190 | 107 958 |
| E | S 55 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung | 182 x 240 x 162 | 108 175 |
| F | S 55 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 160 x 230 x 185 | 107 957 |
| G | S 55 | 5 Liter | F-PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung; mit Innenfluorierung | 145 x 250 x 190 | 107 933 |
| H | S 55 | 10 Liter | F-PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung; mit Innenfluorierung | 190 x 310 x 230 | 108 189 |
| I | S 55 | 10 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 185 x 305 x 225 | 107 955 |
| J | S 60 / 61 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung | 164 x 235 x 185 | 108 227 |
| K | S 60 / 61 | 12 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung | 200 x 350 x 235 | 107 731 |
| L | S 60 / 61 | 20 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-X Zulassung | 260 x 390 x 289 | 107 956 |
| M | S 60 / 61 | 20 Liter | PE-HD | natur | Nein | mit Schwimmer | 260 x 455 x 285 | 108 056 |
| N | S 60 / 61 | 30 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 290 x 400 x 380 | 107 959 |
| O | S 60 / 61 & GL 45 | 30 Liter | PE-HD | natur | Nein | 2 Öffnungen | 290 x 400 x 380 | 108 115 |
| P | S 70 / 71 | 60 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 330 x 635 x 370 | 107 710 |
| Q | S 90 | 10 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 195 x 380 x 195 | 108 020 |
| R | S 95 | 5 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 170 x 310 x 170 | 107 707 |
| S | S 95 | 20 Liter | PE-HD | natur | Nein | | 260 x 390 x 290 | 107 733 |

#200web / 0202021

S.C.A.T. Europe Übersicht

Kanistersortiment



DAS System für Lösungsmittelsicherheit



Produktgruppe 3: Platzsparkanister

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|---------|---------|----------|-------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| A | S 50 | 5 Liter | PP | natur | Nein | | 65 x 335 x 330 | 107 998 |
| B | S 50 | 5 Liter | PP | natur | Nein | mit Schwimmer | 65 x 330 x 405 | 108 945 |

Produktgruppe 4: Politainer

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| C | GL 38 | 5 Liter | PE-LD / EVA Copolymer | natur | Ja, aber nur i.V.m. Box 107 334 | Box mit UN-Y Zulassung | 178 x 178 x 178 | 107 330 |
| D | GL 38 | 10 Liter | PE-LD / EVA Copolymer | natur | Ja, aber nur i.V.m. Box 107 335 | Box mit UN-Y Zulassung | 228 x 228 x 228 | 107 331 |
| E | S 60 / 61 | 10 Liter | PE-LD / EVA Copolymer | natur | Ja, aber nur i.V.m. Box 107 335 | Box mit UN-Y Zulassung | 228 x 228 x 228 | 107 332 |
| F | S 60 / 61 | 20 Liter | PE-LD / EVA Copolymer | natur | Ja, aber nur i.V.m. Box 107 336 | Box mit UN-Y Zulassung | 285 x 285 x 285 | 107 333 |

S.C.A.T. Europe Übersicht

Kanistersortiment



**DAS System für
Lösungsmittelsicherheit**



Produktgruppe 5: Rundkanister

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|---------|----------|----------|-------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| A | B 53 | 2 Liter | PE-HD | natur | Nein | | 119 x 260 x 119 | 107 711 |
| B | S 65 | 5 Liter | PE-HD | natur | Nein | mit Henkel und Messskala | 167 x 330 x 167 | 107 722 |
| C | S 65 | 10 Liter | PE-HD | natur | Nein | mit Henkel und Messskala | 205 x 430 x 205 | 107 704 |
| D | S 65 | 25 Liter | PE-HD | natur | Nein | mit Tragegriffen und Messskala | 278 x 580 x 278 | 107 720 |
| - | S 65 | 60 Liter | PE-HD | natur | Nein | mit Tragegriffen und Messskala | 350 x 825 x 350 | 107 721 |
| E | B 83 | 4 Liter | PE-HD | natur | Nein | | 155 x 338 x 155 | 107 712 |
| F | B 83 | 10 Liter | PP | natur | Nein | mit Tragegriffen | 250 x 390 x 250 | 107 706 |
| G | B 83 | 50 Liter | PP | natur | Nein | mit Tragegriffen | 380 x 680 x 380 | 107 730 |

Produktgruppe 6: Flachkanister

| Abbildung | Gewinde | Inhalt | Material | Farbe | UN-Zulassung | Besonderheit | Abmessungen in mm B x H x T | Artikelnummer |
|-----------|-----------|----------|----------|-------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| H | B 63 | 8 Liter | PP | natur | Nein | mit Ablaufhahn | 375 x 165 x 305 | 107 709 |
| I | S 70 / 71 | 20 Liter | PE-HD | natur | Ja | UN-Y Zulassung | 283 x 292 x 376 | 107 713 |